

EYEMAX
STEINEXTRAKTIONSKÖRBCHEN
EFFIZIENTES STEINMANAGEMENT UNTER DIREKTER SICHT

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- **Flexibles Nitinol-Körbchen mit Spiraldesign**

Sorgt für eine sichere Steinaufnahme und erleichtert das gezielte Extrahieren selbst aus komplexen anatomischen Strukturen.

- **Für tiefen Zugang konzipiert**


Optimal geeignet für Anwendungen in engen oder schwer zugänglichen Bereichen der Gallen- und Pankreasgänge.

- **Zebra-Markierung des Schafts**

Verbessert die visuelle Orientierung während der endoskopischen Führung und unterstützt eine präzise Navigation.

- **Ergonomischer Handgriff**

Liegt sicher in der Hand und ermöglicht eine intuitive sowie kontrollierte Steuerung des Steinextraktionskörbchens.



SPEZIFIKATIONEN

REF	Form	Ø Körbchen mm	Körbchen Länge mm	Kompatibel mit Ø Arbeitskanal mm	Arbeitslänge mm
EYEMAX STEINEXTRAKTIONSKÖRBCHEN					
CEB00000	Litze, 4-seilig	10	30	≥1,1	2900
CEB02020	Litze, 4-seilig	20	50	≥1,1	2900
CEB04040	Litze, 4-seilig	30	70	≥1,1	2900

Verpackungseinheit: 2 Stück

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand: 18.09.2025