





EvoSnare™

VIELSEITIGKEIT FÜR KALTE UND HEISSE RESEKTIONEN

Unterschiedliche Läsionen erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen. EvoSnare™ vereint Kalt- und Heißschlingenresektion in einem einzigen Instrument und verschafft Ärzten während des gesamten Eingriffs mehr Flexibilität – bei gleichzeitig präziser Resektion und effizienterem Ressourceneinsatz.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Kombiniert Kalt- und Heißschlingenresektion für vielseitige, sichere Resektionen
- Flexibler, robuster Draht ermöglicht präzises Schneiden
- Klare Kennzeichnung durch Farben verhindert Verwechslungen
- Das drehbare Design verhindert ein Verdrehen
- Kabelanschluss sorgt für zuverlässige Leitfähigkeit
- Hybrid-Design reduziert Kosten, Abfall und Verbrauchsmaterial
- Bietet klinische, patientenbezogene und ökologische Vorteile



SPEZIFIKATIONEN

REF	Katheter Ø mm	Länge mm	Schlinge Ø mm	Schlingenform	Drahtstärke Ø mm
EvoSnare™					
CH01-01023180	2,3	1800	10	Oval	0,27
CH01-01023230	2,3	2300	10	Oval	0,27
CH01-01523180	2,3	1800	15	Oval	0,27
CH01-01523230	2,3	2300	15	Oval	0,27
CH01-51023180	2,3	1800	10	Diamant	0,27
CH01-51023230	2,3	2300	10	Diamant	0,27
CH01-51523180	2,3	1800	15	Diamant	0,27
CH01-51523230	2,3	2300	15	Diamant	0,27
CH01-52023180	2,3	1800	20	Diamant	0,27
CH01-52023230	2,3	2300	20	Diamant	0,27

Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
MTN-1017156, Revisionsstand A/1, gültig ab 05.10.2026