





EvoSnare™

VEELZIJDIGHEID VOOR KOUDE EN WARME RESECTIE

Verschillende laesies vragen om verschillende benaderingen. EvoSnare™ combineert koude en warme resectie in één instrument, waardoor de gebruiker tijdens de gehele ingreep meer flexibiliteit heeft en tegelijkertijd een nauwkeurige resectie en een efficiënt gebruik van middelen wordt ondersteund.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Gecombineerde koude en warme snaar voor flexibele en veilige resectie
- Flexibele, sterke draad zorgt voor nauwkeurig snijden
- Duidelijke markering helpt verwarring te voorkomen
- Het draaibare ontwerp voorkomt verdraaiing
- De kabelbevestiging zorgt voor een betrouwbare geleiding
- Dankzij het hybride ontwerp worden minder verbruiksartikelen gebruikt, wat leidt tot lagere kosten en minder afval.
- Biedt voordelen op klinisch, patiënt- en milieugebied



SPECIFICATIES

REF	Katheter Ø mm	Lengte mm	Snaar Ø mm	Snaarvorm	Draad Ø mm
EvoSnare™					
CH01-01023180	2,3	1800	10	Ovaal	0,27
CH01-01023230	2,3	2300	10	Ovaal	0,27
CH01-01523180	2,3	1800	15	Ovaal	0,27
CH01-01523230	2,3	2300	15	Ovaal	0,27
CH01-51023180	2,3	1800	10	Diamant	0,27
CH01-51023230	2,3	2300	10	Diamant	0,27
CH01-51523180	2,3	1800	15	Diamant	0,27
CH01-51523230	2,3	2300	15	Diamant	0,27
CH01-52023180	2,3	1800	20	Diamant	0,27
CH01-52023230	2,3	2300	20	Diamant	0,27

Verpakkingseenheid: doos van 10 stuks/doos



Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
MTN-1017156, Revision status A/1, Laatste update: 09.10.2026